

POLIGRAF

Jak zakładać



- 1 Samoa z paskiem piersiowym
- 2 Kaniuła donosowa
- 3 Pasek brzuszny
- 4 Czujnik napalcowy
- 5 Pasek rzepowy do mocowania czujnika napalcowego

Jak uruchomić poligraf

Nie musisz niczego włączać ręcznie – urządzenie rozpocznie i zakończy zapis automatycznie, zgodnie z godzinami ustawionymi przez personel sklepu medycznego Zdrowie.

Po zakończeniu badania, kolejnego dnia rano, zapakuj wszystkie elementy zestawu do torby i zwróć urządzenie do sklepu Zdrowie.

WAŻNE: Ze względów higienicznych cewnik donosowy należy zapakować oddzielnie – do osobnego woreczka!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1



Umieść urządzenie, korzystając z pasa piersiowego, zakładając go na koszulkę i pod pachami. Upewnij się, że urządzenie jest dobrze dopasowane – ciasno, ale jednocześnie komfortowo.

2



Założ pas brzuszny na poziomie talii, tak aby czujnik ciśnienia znajdował się po jego wewnętrznej stronie. Następnie połącz czarne złącze pasa z odpowiadającym mu czarnym złączem umieszczonym w dolnej części urządzenia.

3



Założ czujnik napalcowy na palec serdeczny. Upewnij się, że paznokieć jest krótko obcięty i nie ma na nim lakieru. Wsuń palec w szarą osłonę czujnika tak, aby przewód przebiegał wzdłuż wierzchu dłoni.

4



Zamocuj kabel na nadgarstku paskiem rzepowym.

5



Założ cewnik donosowy, umieszczając jego końcówki w nozdrzach. Rurki poprowadź za uszami i pod brodą, a całość zabezpiecz plastikowym pierścieniem. Cewnik należy podłączyć do złącza znajdującego się w dolnej części urządzenia.